



Be Right™



## Solución de relleno, ISENH3181, 0,1 M, NH<sub>4</sub>Cl, 50 mL

# de producto: 4447226  
COP Precio: Contáctenos  
Disponible

Solución de relleno para electrodo de ion selectivo de amoníaco (ISENH3181), cloruro de amonio (NH<sub>4</sub>Cl), 0,1 M, botella de 50 mL

---

### Especificaciones

Descripción:	ISENH3181
Formula:	NH <sub>4</sub> Cl 0,1 M
Plataforma:	Solución
Solution Type:	Relleno
Volumen / tamaño de embalaje:	50 mL