



Be Right™



## Solución estándar de sodio, 100 mg/L, 500 mL

# de producto: 23292-49  
COP Precio: Contáctenos  
Envío dentro de la 1 primera semana

### Soluciones estándar de electrodo de ion selectivo (ISE) para análisis de laboratorio

Soluciones estándar ISE Sodio, 100 mg/L Na<sup>+</sup> (NIST). Botella de 500 mL

#### Trazable con los materiales de referencia estándar de NIST

Es fundamental obtener resultados de confianza en las mediciones. La calidad de las soluciones estándar que se utilizan es muy importante.

#### Para su uso con la gama de medidores de Hach y de otros fabricantes.

La base para obtener mediciones exactas de ISE es un buen cuidado y calibración del electrodo de ion selectivo.

#### Embalaje fiable

Se suministra en un embalaje hermético que garantiza su periodo de validez.

---

### Especificaciones

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Ajustes del envase:            | Botella   |
| Concentración:                 | 100 mg/L Na <sup>+</sup>  |
| Condiciones de almacenamiento: | 10 - 25 °C (proteger de la luz)   |
| Notas especiales:              | Período de validez observado una vez abierto (en las condiciones de uso y almacenamiento recomendadas): 3 meses |
| Parámetro:                     | Sodio   |
| Plataforma:                    | Solución  |
| Vida útil:                     | 3 años  |
| Volumen / tamaño de embalaje:  | 500 mL  |