



Be Right™



## Solución estándar de nitrato, 100 mg/L, 500 mL

# de producto: 1947-49  
COP Precio: Contáctenos  
Disponible

### Soluciones estándar de electrodo de ion selectivo (ISE) para análisis de laboratorio

Soluciones estándar ISE Nitrato, 100 mg/L  $\pm$  1 mg/L NO<sub>3</sub>-N (NIST). Botella de 500 mL

#### Trazable con los materiales de referencia estándar de NIST

Es fundamental obtener resultados de confianza en las mediciones. La calidad de las soluciones estándar que se utilizan es muy importante.

#### Para su uso con la gama de medidores de Hach y de otros fabricantes.

La base para obtener mediciones exactas de ISE es un buen cuidado y calibración del electrodo de ion selectivo.

#### Embalaje fiable

Se suministra en un embalaje hermético que garantiza su periodo de validez.

---

### Especificaciones

Ajustes del envase:	Botella
Concentración:	100 mg/L $\pm$ 1 mg/L NO <sub>3</sub> -N
Condiciones de almacenamiento:	10 - 25 °C (proteger de la luz)
Descripción:	Solución estándar de nitrógeno nítrico como NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> -N (NIST)
Notas especiales:	Período de validez observado una vez abierto (en las condiciones de uso y almacenamiento recomendadas): 3 meses
Parámetro:	Nitrato
Plataforma:	Solución
Vida útil:	5 años
Volumen / tamaño de embalaje:	500 mL