



Set de reactivos para la determinación de nitrato, sobres de reactivo en polvo, de 0,01 a 0,50 mg/l de NO₃-N

de producto:

2429800

Peligroso

COP Precio:

Contáctenos

Disponible



Reactivo en polvo en paquetes sellados para la determinación de nitrógeno en forma de nitrato por el método de reducción con cadmio.
Muestra de 10 ml, 100 unidades

Especificaciones

Descripción:	El set contiene: sobres de reactivo en polvo NitraVer 6 (2107249), sobres de reactivo en polvo NitraVer 3 (2107169)
Instrumento:	Todos excepto DR/3000, DR/2010, DR/2000 y PC II
Método:	Reducción con cadmio
Número de tests:	100
Número del método:	8192
Parámetro:	Nitrato
Plataforma:	Powder Pillows
Rango de medición:	0.01 - 0.50 mg/L NO ₃ -N