



Be Right™



Standard secundarios de Turbidez, kit para 2100P/2100Q

# de producto:	2464105
COP Precio:	Contáctenos
Disponible	

Set compuesto por viales sellados de 0-10 NTU, 10-100 NTU, 100-1000 NTU.

Set de Gelex (Standard Secundarios), para turbidímetros portátiles 2100P y 2100Q (incluye 1 vial sellado de cada, 0-10 NTU, 10-100 NTU, 100-1000 NTU).

Especificaciones

Volumen / tamaño de embalaje: set de 3